





## 氣切造口照護

◎目的：

1. 保持呼吸道之通暢。
2. 預防氣切造口周圍皮膚感染。

### 氣切造口消毒準備用物



1. 生理食鹽水
2. 優碘藥水
3. 棉花棒
4. 氣切套管固定帶
5. Y 型紗布

### 氣切造口消毒步驟

1. 洗手、準備用物及視需要抽痰



2. 移除 Y 型紗布



3. 生理食鹽水棉棒由內往外環形清潔



4. 優碘水棉棒由內往外環形消毒，靜  
2 分鐘



5. 生理食鹽水棉棒由內往外環形清



6. 置放新的 Y 紗布



7. 更換固定帶，鬆緊度約 2 指寬



**注意事項：**

1. 每日至少消毒一次造口
2. Y 型紗布濕了隨時要更換，固定帶每天更換清洗



## 氣切內管照護

### 氣管內管消毒準備用物



1. 生理食鹽水
2. 棉花棒
3. 清潔用的小刷子

### 1.取出氣管內管



### 2.用小刷子沖洗內管



### 3. 內管洗淨後，再用生理食鹽水沖洗內管



### 5.再將清洗好的內管置入氣管內管



### 6.完成



